


CardioChek Plus



Recunoscand legatura dintre atacul de cord, accidentul vascular cerebral si diabetul zaharat, analizorul CardioChek Plus ofera o analiza rapida a lipidelor plus un screening de glucoza, pentru a ajuta identificarea persoanelor cu risc. Are capacitatea de a livra ambele rezultate in mai putin de 90 de secunde. Ajuta profesionistii din domeniul sanatatii la imbunatatirea deciziilor luate, ceea ce este deosebit de important intr-un domeniu de promovare a sanatatii/ screening-ului de astazi.

+ Portabil

Compact, usor de transportat si depozitat

+ Rapid

Rezultate in mai putin de 90 de secunde

+ Precis

Precizie și acuratețe comparabile cu analize efectuate într-un laborator

+ Flexibil

Meniu larg de teste

+ Comunicatii Wireless

Transfer usor de date

Varietatea largă de benzi de testare oferă flexibilitate profesionistilor din domeniul medical

Pachetul CardioChek Plus Lipide+eGLU conține:

un flacon cu 15 benzi de testare lipide și
un flacon cu 50 benzi de testare eGLU (glucoza electrochimică)



Trei analiti

Teste Panel Lipide

Parametrii măsurati: Colesterol Total, Colesterol HDL și Trigliceride.

Parametrii calculati: Colesterol LDL, Colesterol Total/Fracția HDL, Colesterol Non-HDL.

Teste Panel CHOL+HDL+GLU

Parametrii măsurati: Colesterol Total, Colesterol HDL și Glucoza.

Parametrii calculati: Colesterol Total.

Teste Panel Chimie Metabolica

Parametrii măsurati: Colesterol HDL, Trigliceride și Glucoza.

Doi Analiti

Teste Panel CHOL+GLU

Parametrii măsurati: Colesterol Total, Colesterol HDL și Glucoza.

Teste Panel CHOL+HDL

Parametrii măsurati: Colesterol Total, Colesterol HDL.

Parametrii calculati: Colesterol Total.

Un Analit

Stripuri de Testare Colesterol Total

Parametru măsurat: Colesterol Total.

Stripuri de Testare Colesterol HDL

Parametru măsurat: Colesterol HDL.

Stripuri de Testare Trigliceride

Parametru măsurat: Trigliceride.

Stripuri de Testare Glucoza

Parametru măsurat: Glucoza.

Stripuri de Testare eGLU

Parametru măsurat: Glucoza Electrochimică.

Sunt disponibile stripuri de testare Createnina și Corpi cetonici prin comandă specială.

Pentru mai multe detalii va stăm la dispoziție:



Str. Diligentei, Nr. 39,
Sectorul 3, București,
România 031555
Tel/Fax: +40317305922
email: office@eromediks.ro

